

## Recueil d'urines pour ECBU Pédiatrique

### Consignes pour assurer la qualité du recueil :

- 1) Se laver les mains. Faire une toilette locale soignée à l'aide des lingettes désinfectantes remises par le laboratoire ou à l'aide d'un antiseptique (type Dakin®).
- 2) Ouvrir le sachet et sortir la poche. Enlever le papier de protection.
  - Pour les filles, l'ouverture de la poche doit s'appliquer sur la zone génitale supérieure.
  - Pour les garçons, le pénis doit être glissé dans la poche.
- 3) Après le recueil d'urines, retirer la poche et plier en deux la surface adhésive avec précaution. (Attention, la poche ne doit pas rester en place plus d'une heure dans la mesure du possible).
- 4) Placer la poche, sans la transvaser, dans le flacon **identifié** (nom, prénom, date et heure du recueil).

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais**. Il peut être conservé dans le bas du réfrigérateur (+4°C) maximum **4 heures**.

---

Contactez le laboratoire pour tout renseignement.

 [bioxa.fr](http://bioxa.fr)