

Test à l'Urée = Helikit

Consignes pour assurer la qualité du prélèvement :

- Le matin à jeun (sans boire ni fumer).
- Venir au rendez-vous avec le kit acheté en pharmacie.
(Attention : Si le kit ne contient pas d'acide citrique, prévoir d'amener une brique de 20 cl de pur jus d'orange)
- Arrêter tout traitement antibiotique **depuis au moins 4 semaines**.
- Arrêter les anti-sécrétoires **depuis 2 semaines** (IPP, anti-H2, [Inexium → Ésoméprazole], [Lanzor, Ogast, Ogastoro → Lansoprazole], [Mopral, Zoltum → Oméprazole], [Eupantol, Inipomp → Pantoprazole], [Rabéprazole → Pariet], ...).
- Arrêter les anti-acides (Gaviscon et ses génériques) et pansements gastro-intestinaux **depuis 24 heures**.
- Prévoir au moins 30 minutes de présence au laboratoire.

Contactez le laboratoire pour tout renseignement.

 bioxa.fr